



WE-LAB

Manuale d'uso dell'APP We-Lab

Sommario	2
Introduzione	3
1. Connessione con il dispositivo mobile	4
2. Iniziare un'esperienza di laboratorio: LAB AREA	6
2.1 Microscopio	6
2.2 Fotometro	10
2.2.1 Esecuzione di un'esperienza predefinita	11
2.2.2 Il Blocco Calibrazione	19
2.3 Compositore	21
3. Notebook	25
4. Community We-Lab	27
4.1 Modificare elementi e renderli pubblici o privati	27

Introduzione

L'APP We-Lab è lo strumento software essenziale per il funzionamento del laboratorio portatile We-Lab e permette la comunicazione con il modulo principale (basato su Raspberry Pi®). L'APP guida in modo semplice e intuitivo l'utente durante l'esecuzione delle sue esperienze. L'APP We-Lab è per il momento disponibile per i soli dispositivi Android con versione del sistema operativo da 4.2 in poi, ed è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store.

Dopo l'installazione dell'APP, apparirà sul dispositivo mobile l'icona illustrata dalla Figura 1.




Figura 1. L'icona dell'APP We-Lab evidenziata.

Avvia l'APP premendo l'icona. La Figura 2 presenta la schermata iniziale, che permette di connettere l'APP al dispositivo We-Lab (CONNETTI), accedere alle sezioni principali (NOTEBOOK e LAB AREA) e visualizzare informazioni su licenze e ringraziamenti (INFO).

Inoltre, nell'angolo in alto a destra è presente il pulsante che permette di spegnere il We-Lab.

RACCOMANDIAMO DI UTILIZZARE SEMPRE TALE PULSANTE PER SPEGNERE IL WE-LAB. EVITARE DI RIMUOVERE L'ALIMENTAZIONE DEL MODULO PRINCIPALE PRIMA DELLO SPEGNIMENTO. DOPO AVER PREMUTO IL PULSANTE ATTENDERE CIRCA 20 SECONDI PRIMA DI RIMUOVERE L'ALIMENTAZIONE.



Figura 2. Schermata principale dell'APP da cui è possibile accedere alle sezioni principali e spegnere il We-Lab.

1. Connessione con il dispositivo mobile

Collegare il laboratorio We-Lab all'alimentatore attraverso la porta micro USB. **Occorrono circa 2 minuti per inizializzare il dispositivo.** Successivamente, connettere il proprio dispositivo mobile al modulo principale del We-Lab come descritto di seguito. Prima di eseguire l'abbinamento, aprire le impostazioni del proprio smartphone/tablet, andare alla gestione Wi-Fi, e verificare che sia presente la rete generata dal vostro We-Lab. Tale rete ha il nome riportato sotto al codice QR compreso nel kit. La figura 3 illustra un esempio in cui la seconda rete nella lista è quella generata dal We-Lab.




Figura 3. Verificare la presenza della rete riportata sul codice QR incluso nel kit.

Dopo avere verificato la disponibilità della rete, premere il pulsante CONNETTI nella schermata principale dell'APP presentata dalla Figura 2.

Ciò permette di scansionare il codice QR compreso nel kit We-Lab, come descritto dalla schermata presentata dalla Figura 4. Per poterlo fare, **dovrete concedere all'APP il permesso di accedere alla fotocamera per acquisire immagini/video (tramite il popup che appare sullo schermo).**

Connessione Fallita: nel caso in cui venisse visualizzato il messaggio **connessione fallita**, provate ad aprire nuovamente le impostazioni Wi-Fi del vostro dispositivo, verificate che sia ancora disponibile la rete del vostro We-Lab e selezionatela. Se il vostro smartphone/tablet vi chiede la password, premete ANNULLA, tornare all'APP e ripetere la procedura di scansione del codice QR. Se invece il vostro smartphone/tablet si connette, l'abbinamento è stato eseguito correttamente, quindi potete tornare all'APP e procedere senza dover ripetere la scansione del codice QR.

ATTENZIONE: prima di eseguire la scansione del codice QR, i dispositivi che eseguono Android 6 o successivi vi chiederanno di fornire il permesso di **modificare le impostazioni di sistema** e di abilitare i **servizi di localizzazione**. Tale procedura non dipende dall'APP, ma dalla politica di gestione della connettività imposta da Android. Consentire l'accesso ai servizi di localizzazione è quindi necessario affinché l'APP possa comunicare con il modulo principale We-Lab. **DNAPhone S.r.l. non raccoglie alcun dato relativo alla vostra posizione durante la procedura di connessione.**



Figura 4. Per connettersi al dispositivo, scansionare il codice QR dopo aver premuto il pulsante CONNETTI.

In seguito all'abbinamento, il vostro smartphone/tablet è connesso alla rete Wi-Fi generata dal We-Lab.

2. Iniziare un'esperienza di laboratorio: LAB AREA

Per iniziare a realizzare un'esperienza, dalla schermata principale dell'APP (Figura 2) bisogna premere il pulsante "LAB AREA". Una volta premuto, dalla schermata di Figura 5 l'utente dovrà scegliere se utilizzare il Microscopio o il Fotometro, che al momento sono i due moduli funzionali disponibili.




Figura 5. Schermata per la selezione del sotto-modulo da utilizzare.

2.1 Microscopio

La sezione, cui si accede attraverso la selezione del pulsante **Microscopio** dalla schermata presentata nella Figura 5, permette all'utente di utilizzare il relativo modulo e salvare immagini e video ad alta risoluzione dei campioni visualizzati. Tali campioni possono essere sia vetrini già preparati (compresi nel kit We-Lab) o campioni che l'utente può preparare utilizzando vetrini vergini (compresi nel kit We-Lab).

Si noti che sul piano del microscopio è presente un cerchio impresso nella plastica. Tale cerchio rappresenta il **mirino**. Quando posizionate un campione potete sovrapporlo ad esso prima di collegare il modulo microscopio al modulo principale.

La schermata presentata dalla Figura 6 è la sezione principale del Microscopio.



Figura 6. Sezione Microscopio.

All'interno della sezione **Microscopio** sono presenti le 4 sottosezioni RELAZIONE, ATTIVA MICROSCOPIO, GALLERIA FOTO e GALLERIA VIDEO. Premendo il pulsante ATTIVA MICROSCOPIO viene chiesta la conferma a procedere, assicurandosi di avere inserito la relativa lente. Confermando, si accende la sorgente LED del modulo microscopio utilizzata per illuminare il campione, ed inizia lo streaming video che permette la visualizzazione dell'immagine del campione sul monitor del dispositivo mobile, come mostrato dalla Figura 7. Con alcuni dispositivi l'inizio dello streaming video può richiedere qualche secondo, durante cui lo schermo del dispositivo apparirà grigio.

Il pulsante in alto a destra consente di accedere alle impostazioni video, che permettono di modificare la nitidezza, il contrasto, la luminosità, la saturazione e l'intensità del led come mostrato dalla Figura 8. Inoltre, tramite le icone **videocamera** e **fotocamera** è possibile salvare video o immagini.




Figura 7. Visualizzazione di un campione con il modulo microscopio.




Figura 8. Impostazioni per l'immagine del microscopio.

Si noti che sul piano del microscopio è presente un cerchio impresso nella plastica. Tale cerchio rappresenta il mirino. Quando viene posizionato un campione è possibile sovrapporlo ad esso prima di collegare il modulo microscopio al modulo principale.

Si potrà accedere ai video ed alle immagini salvate tramite le sezioni GALLERIA VIDEO e GALLERIA FOTO, accessibili dalla schermata presentata dalla Figura 6. Tali sezioni sono accessibili anche dalla schermata dello streaming video attraverso il pulsante in basso a destra, come mostrato dalla figura 7. Un esempio di schermata per la galleria fotografica è presentata dalla Figura 9. Selezionando un'immagine, questa viene presentata a tutto schermo, come mostrato dalla Figura 10.




Figura 9. Galleria fotografica.




Figura 10. Dettaglio di un'immagine.

Come si vede dalla Figura 10, la barra contiene 3 pulsanti che, da sinistra verso destra, permettono rispettivamente di:

- caricare l'immagine sul proprio profilo della community We-Lab;
- condividere l'immagine (via e-mail, Dropbox, ...);
- cancellare l'immagine.

Per caricare l'immagine sul proprio profilo della community We-Lab, l'APP richiede all'utente il nome dell'immagine stessa (obbligatorio), una descrizione (facoltativa), il nome del master (obbligatorio) e il nome del gruppo di studenti che ha scattato la foto (facoltativo). Nel caso si faccia un uso personale del We-Lab, il master e il gruppo coincidono con lo username dell'utente. Nel caso in cui invece sia una scuola ad utilizzarlo, il master è lo username del professore. L'immagine viene caricata come privata sulla pagina web del master, che potrà renderla pubblica dopo aver verificato la correttezza delle informazioni contenute. Tale processo sarà descritto nella sezione 4.1 della guida.

Nella sezione RELAZIONE, accessibile dalla schermata presentata dalla Figura 6, l'utente potrà compilare report relativi alle esperienze fatte, aggiungendo le immagini e video salvati. La Figura 11 mostra la schermata con il form compilabile dall'utente. Le relazioni salvate sono accessibili dal quaderno di laboratorio e possono essere esportate in formato PDF utilizzando il tasto in alto a destra.




Figura 11. Creazione di relazioni per le esperienze del microscopio.

2.2 Fotometro

La sezione, cui si accede attraverso la selezione del pulsante **Fotometro** dalla schermata presentata nella Figura 5, permette all'utente di utilizzare il relativo modulo per effettuare esperienze che coinvolgono analisi di tipo colorimetrico su matrici liquide. La figura 12 presenta la lista di esperienze disponibili. L'APP comprende un insieme di esperienze predefinite che sarà arricchito nel tempo. L'utente potrà **eseguire** una tra le esperienze elencate, seguendo le istruzioni fornite come illustrato di seguito. Inoltre, potrà **modificare** o **cancellare** una di queste esperienze cliccando l'icona con i tre punti all'estremità destra di ogni elemento della lista, o crearne una nuova utilizzando il tool denominato **compositore** cui si accede premendo il pulsante **+** in basso a destra, e che sarà descritto nel dettaglio in questa sezione. Nel caso in cui si volessero ripristinare le esperienze predefinite cancellate, si può utilizzare il pulsante in alto a destra. Si noti che ciò funziona solo con le esperienze fornite insieme all'APP, e non con quelle create dall'utente e poi cancellate.




Figura 12. Schermata principale della sezione Fotometro.

2.2.1 Esecuzione di un'esperienza predefinita

Assumiamo che l'utente decida di eseguire un'esperienza tra quelle già presenti nell'elenco, e scelga di effettuare la calibrazione dello strumento. Dalla schermata in Figura 12 sceglierà **Retta di calibrazione**. All'inizio di ogni esperienza, l'APP richiede all'utente di compilare un form dove si dovranno inserire tutte le informazioni relative all'esperienza stessa come il nome, il metodo e i materiali utilizzati, e una breve descrizione, come presentato dalla Figura 13. Tutte queste informazioni sono facoltative e potranno essere modificate o integrate al termine dell'esperimento o nel quaderno di laboratorio.




Figura 13. Form di compilazione delle informazioni relative all'esperienza.

Una volta inseriti tutti i dettagli, premere il pulsante OK presente in fondo alla pagina per accedere alla prima schermata dell'esperienza. Nell'angolo in alto a destra di ogni schermata è presente una lista di esagoni colorati, che mostrano gli step già eseguiti (esagoni pieni), lo step corrente (esagono vuoto e colorato) e gli step futuri (esagoni vuoti e grigi). Quando descriveremo il **compositore**, il significato di ogni step diverrà chiaro. Ogni analisi eseguita con il fotometro richiede la selezione della sorgente luminosa, e la prima schermata permette di effettuare questa scelta, come mostrato dalla Figura 14. Il modulo principale We-Lab permette di impostare la luce blu, verde o rossa cliccando sulla relativa icona posta al di sopra della rappresentazione dello spettro del visibile.



Figura 14. Schermata per la selezione della sorgente luminosa.

La selezione della sorgente dipenderà dal tipo di molecola/sostanza che si andrà ad analizzare. Per eseguire correttamente l'analisi è quindi necessario attivare la sorgente adeguata. Ad esempio, se si effettua un'analisi con colorante alimentare amaranto, si deve selezionare la sorgente LED verde in quanto tale colorante ha un picco di assorbimento centrato nella regione spettrale del verde (lunghezza d'onda di circa 525 nm).

Una volta selezionata la sorgente, premere il pulsante START per procedere. Il dispositivo acquisisce il segnale con il LED spento e il segnale di riferimento con il LED acceso. Al termine dell'operazione, si passa alla seconda schermata dell'esperienza che chiede all'utente di procedere con la lettura del bianco, come mostrato dalla Figura 15.




Figura 15. Schermata per la lettura del bianco.

Il bianco non è altro che il solvente in cui è diluita la sostanza/molecola da analizzare. Riprendendo l'esempio del colorante, se lo si diluisce in acqua il bianco sarà una cuvetta contenente solamente acqua. È molto importante coprire la cuvetta con il tappo incluso nella scatola dei consumabili del kit per ridurre al minimo la possibilità che la luce ambientale entri nel modulo fotometro.

Una volta eseguita la lettura del bianco, si procede con l'inserimento della lista dei campioni da leggere, come presentato dalla Figura 16. Premendo il pulsante + in basso a destra l'APP richiede il numero di campioni che si vuole analizzare, come presentato dalla figura 17. In seguito, l'APP chiede il nome di ogni campione, come mostrato dalla figura 18. L'utente può anche decidere di non assegnare nessun nome al campione corrente premendo **OK** senza scrivere nulla, o a tutti i campioni premendo **OK PER TUTTI**. In questo caso alla lista dei campioni verranno assegnati i nomi di default **Campione 1**, **Campione 2**, etc.




Figura 16. Schermata di inserimento dei campioni.




Figura 17. Inserimento del numero di campioni da analizzare.



Figura 18. Inserimento dei nomi dei campioni.

Una volta inserita la lista dei campioni si passerà alla loro lettura.




Figura 19. Lista dei campioni.

Come si può notare dalla Figura 19, l'attività di lettura dei campioni è costituita da tre sotto-schermate. La prima era quella appena descritta per l'inserimento della lista dei campioni. Passiamo ora alla seconda cliccando LEGGI CAMPIONE sulla barra nella parte superiore della schermata. La Figura 20 mostra questa seconda sotto-schermata che descrive il primo passo da effettuare, ossia l'inserimento del campione all'interno dell'apposito alloggiamento del modulo fotometro. Si ricorda di apporre sempre il tappo sulla cuvetta. Una volta inserito il campione si dovrà premere OK e si passerà all'impostazione delle parti di

colorante e solvente (ad esempio acqua) che costituiscono la soluzione da analizzare. Premere il pulsante PARTI per visualizzare il modulo di impostazione mostrato dalla Figura 22. L'inserimento delle giuste quantità di solvente e colorante che costituiscono la soluzione è fondamentale in quanto impostare quantità errate porta ad un calcolo non corretto della retta di calibrazione. Una volta inserite le parti, premere il pulsante LEGGI che compare nella schermata.

Esempio: si assuma che il volume di liquido totale utilizzato per l'analisi sia 3 ml, di cui 0.3 ml di colorante e 2.7 ml di acqua: la concentrazione di colorante è 0.1 (0.3/3), mentre la concentrazione di acqua è 0.9 (2.7/3). Di conseguenza, la cuvetta contiene **1 parte di colorante e 9 parti di acqua, come mostrato in figura 22. I volumi consigliati per le analisi vanno da un minimo di 2 ml ad un massimo di 4.5 ml.**




Figura 20. Inserire la cuvetta nell'apposito alloggiamento del modulo fotometro.



Figura 21. Premere il pulsante PARTI per specificare la concentrazione del campione.




Figura 22. Specificare le parti del campione.

Una volta eseguita la lettura, il contatore dei campioni letti nella seconda sotto-schermata viene incrementato, e si può procedere alla lettura del campione successivo, seguendo i passi sopra descritti. Alla lettura dell'ultimo campione si potrà porre termine all'esperienza premendo il pulsante TERMINA posto in fondo alla schermata. Si noti che è possibile aggiungere campioni in qualsiasi momento, o terminare l'esperienza prima di averli letti tutti. Per la generazione di una retta è però necessario leggerne almeno 2. Osservando la figura 19, si può notare che la riga corrispondente ad ogni campione presenta un'icona con la forma di tre punti all'estremità destra. Tale icona permette di aprire un menu che consente di rinominare, rileggere ed eliminare il campione, come mostrato dalla figura 23.




Figura 23. Menù delle opzioni per i campioni.

La terza sotto-schermata dell'attività può essere visualizzata in qualsiasi momento per vedere l'assorbanza dei campioni letti fino ad ora in funzione della diluizione. Vi si accede selezionando GRAFICO dalla barra posta nella parte superiore della schermata. Come si vede dalle figure 24a e 24b, è disponibile sia una rappresentazione puntuale che in forma di istogramma, selezionabile tramite le due icone poste a destra della schermata.




Figura 24a. Visualizzazione delle assorbanze dei campioni letti in funzione della diluizione in forma puntuale.




Figura 24b. Visualizzazione delle assorbanze dei campioni letti in funzione della diluizione in forma di istogramma.

Una volta terminato l'esperimento, premendo il pulsante TERMINA si accede ad una schermata riassuntiva che presenta i risultati ottenuti, come mostrato dalla figura 25, e sarà possibile archiviare nel

quaderno di laboratorio l'esperimento premendo il pulsante SALVA posto in alto a destra nella schermata.



Figura 25. Schermata riassuntiva.

Come si vede dalla parte superiore della Figura 25, in alto a destra sono presenti 2 pulsanti che, da sinistra verso destra permettono di:

- esportare i risultati in formato PDF (disponibile nella cartella `/storage/emulated/0/welab_docs`);
- caricare i risultati dell'esperimento sul proprio profilo della community We-Lab.

Per caricare i risultati sul proprio profilo della community We-Lab, l'APP richiede all'utente il nome dell'esperimento (obbligatorio), una descrizione (facoltativa), il nome del master (obbligatorio) e il nome del gruppo di studenti che ha svolto l'attività (facoltativo). Nel caso si faccia un uso personale del

We-Lab, il master e il gruppo coincidono con lo username dell'utente. Nel caso in cui invece sia una scuola ad utilizzarlo, il master è lo username del professore. I risultati vengono caricati come privati sulla pagina web del master, che potrà renderli pubblici dopo aver verificato la correttezza delle informazioni contenute. Tale processo sarà descritto nella sezione 4.1 della guida.

2.2.2 Il Blocco Calibrazione

Il blocco **Calibrazione** consente di creare una funzione di calibrazione, o di selezionarne una precedentemente creata, da utilizzare con il blocco **Leggi Campione**. La schermata iniziale di tale blocco è presentata dalla figura 26.




Figura 26. Blocco calibrazione.

Il primo pulsante consente la creazione di una nuova retta utilizzando una procedura simile a quella descritta per il blocco **Leggi Campione**. Premendo il pulsante + nella schermata presentata dalla figura 27 l'APP chiede di specificare il numero di campioni (minimo 2) e, per ognuno di essi, richiede il nome e la concentrazione (figure 28 e 29).




Figura 27. Aggiungere campioni.




Figura 28. Definizione nuovo campione.




Figura 29. Lista campioni.

La procedura di lettura è analoga a quella descritta per il blocco **Leggi Campione**, senza però la necessità di specificare la concentrazione.

2.3 Compositore

Il **compositore** è uno strumento dell'APP che permette all'utente di modificare una delle esperienze già presenti nell'elenco, o di crearne una nuova. La modifica delle esperienze può essere effettuata premendo l'icona con la forma di 3 punti posta all'estremità destra di ogni voce dell'elenco mostrato nella figura 12. La creazione di una nuova esperienza avviene invece premendo il pulsante + in basso a destra nella stessa schermata. Alla creazione della nuova esperienza si apre il compositore, la cui interfaccia è mostrata dalla Figura 30.




Figura 30. Schermata del compositore.

La barra a scorrimento orizzontale presente nella parte bassa dello schermo elenca i blocchi logici disponibili. Ogni blocco rappresenta una funzione e corrisponde ad una schermata dell'esperienza. I blocchi disponibili sono i seguenti.

- **Inizializzazione:** permette di selezionare la sorgente e di leggere le intensità a sorgente spenta ed accesa.
- **Leggi Bianco:** permette di leggere il riferimento del bianco.
- **Calibrazione:** consente di generare una retta di calibrazione (o selezionarne una precedentemente creata) da utilizzare con il blocco Leggi Campione.
- **Leggi Campione:** permette di leggere i campioni.
- **Timer:** permette di aggiungere un ritardo prima di continuare l'analisi (ad es. per attendere che avvenga una reazione).
- **Nota:** permette di aggiungere note esplicative visualizzate durante l'analisi.
- **Calcoli:** permette di eseguire operazioni matematiche sui dati di lettura dei campioni.
- **Grafico:** permette di visualizzare graficamente i dati letti.

Per aggiungere un blocco, basta selezionarne il nome. Ad esempio nella schermata di Figura 31 sono stati aggiunti i seguenti blocchi: **Inizializzazione**, **Leggi Bianco**, **Calibrazione**, **Leggi Campione** e **Grafico**.




Figura 31. Blocchi che costituiranno la nuova esperienza.

Considerando che ogni blocco rappresenta una singola operazione da eseguire a questo punto è necessario decidere l'ordine delle operazioni. Ogni esperienza deve iniziare con il blocco **Inizializzazione**

seguito dal blocco **Leggi Bianco**. Per creare una dipendenza tra i due blocchi si deve quindi trascinare il blocco **Leggi Bianco** sopra il blocco **Inizializzazione**. Così facendo apparirà una linea che collega i due blocchi con un punto bianco al lato del blocco **Inizializzazione**. Tale punto rappresenta il blocco di partenza relativamente al segmento. In questo modo si definisce l'ordine con cui eseguire le diverse operazioni. Si noti che non tutti i blocchi possono essere connessi tra loro. Ad esempio, poiché il blocco **Inizializzazione** rappresenta la prima operazione da eseguire, può essere preceduto solamente da blocchi di tipo **Nota**.

Si agisca in modo analogo per i successivi blocchi fino a giungere alla situazione rappresentata dalla Figura 32, in cui l'ordine dei blocchi è il seguente: **Inizializzazione**, **Leggi Bianco**, **Calibrazione**, **Leggi Campione**, e **Grafico**. Quando abbiamo mostrato come eseguire un'esperienza, abbiamo evidenziato la presenza di esagoni colorati nell'angolo superiore destro delle schermate. Ogni esagono rappresenta un blocco aggiunto dal compositore.




Figura 32. Sequenza di blocchi che rappresenta una nuova esperienza.

Una volta definita la sequenza dei blocchi, si deve specificare il suo nome, come apparirà nella lista mostrata dalla figura 12. In alto a destra sono presenti due pulsanti. Quello a sinistra consente di specificare, oltre al nome, anche una descrizione e la durata approssimativa dell'esperienza, come mostrato dalla figura 33.




Figura 33. Impostazione del nome, della descrizione e della durata dell'esperienza

A questo punto è possibile salvare l'esperienza tramite il pulsante di salvataggio posto sulla destra del pulsante per l'inserimento del nome. L'esperienza salvata comparirà quindi nell'elenco delle esperienze mostrato dalla Figura 12. Toccando un blocco è possibile rimuoverlo (ad esempio, nel caso in cui sia stato connesso ad un altro blocco per errore, o ci si renda conto che per il momento non serve) o impostarne i parametri. L'esperienza che stiamo creando comprende un blocco di calibrazione, che vogliamo utilizzare con il successivo blocco **Leggi Campione**. Clicchiamo quindi quest'ultimo per aprire la lista delle sue opzioni, presentata dalla Figura 34.



Figura 34. Parametri del blocco Leggi Campione.

Come si può vedere, il blocco **Leggi Campione** presenta tre impostazioni. Le prime due sono collegate tra loro in quanto, se il checkbox è attivo, non viene fornito all'APP un numero predefinito di campioni da leggere, ma sarà l'utente ad aggiungerli utilizzando il pulsante + della schermata mostrata dalla Figura 16, seguendo la procedura descritta dalle figure 17 e 18. In tal caso, il campo conterrà il valore 0. Se invece si de-seleziona il checkbox, è necessario inserire in questo campo il numero di campioni da leggere. **Si ricorda che è necessario inserire almeno 2 campioni.** Il terzo parametro infine, consente di selezionare una eventuale funzione di calibrazione ottenuta da un blocco **Calibrazione** posto precedentemente nella sequenza dei blocchi. Cliccando sul menù a tendina compare la lista dei blocchi Calibrazione disponibili. Nel nostro caso saranno presenti le sole due voci: i) **None** - ovvero nessuna funzione di calibrazione - ii) **Calibration 1** - ovvero il blocco posto prima di **Leggi Campione** nella sequenza. Selezioniamo quest'ultimo. In questo modo, quando durante l'esecuzione giungeremo al blocco **Leggi Campione**, non dovremo specificare le parti dei campioni letti, in quanto queste verranno desunte dalla funzione di calibrazione ottenuta dal blocco precedente.

A questo punto possiamo salvare ed eseguire l'esperienza. L'esecuzione può essere avviata sia cliccando sul pulsante PLAY in basso a destra nella schermata del **compositore**, sia tornando alla lista di Figura 12 (chiudendo il **compositore** con il pulsante in alto a sinistra).

3. Notebook

La sezione NOTEBOOK rappresenta il quaderno di laboratorio. Tale sezione, illustrata dalla figura 35, contiene tutte le esperienze precedentemente salvate, a cui si potrà accedere per visualizzare i risultati, generare report e condividerle con la community online di We-Lab.

Le esperienze sono elencate in ordine di data di creazione. Per facilitare la ricerca, l'utente potrà filtrare le esperienze in base al modulo utilizzato, cliccando il relativo nome sulla barra posta in alto nella schermata.




Figura 35. Quaderno di laboratorio.

Selezionando una delle esperienze, viene visualizzata una schermata che ne presenta i risultati, come mostrato dalla Figura 36. In alto a destra si trovano una serie di pulsanti che consentono, da sinistra verso destra:

- editare il nome, la descrizione, i materiali ed il metodo utilizzati, i commenti e le conclusioni (il pulsante diventa giallo quando la modalità di editing è attiva e il salvataggio avviene alla pressione del tasto back o della freccia in alto a sinistra);
- esportare i risultati in formato pdf;
- caricare i risultati sul proprio profilo della community We-Lab;
- cancellare i risultati dell'esperimento;
- vedere il metodo generato dal **compositore** utilizzato per l'esperienza.

In particolare, quest'ultimo pulsante apre il **compositore** e mostra la sequenza di blocchi utilizzata. Nel caso in cui l'utente avesse cancellato il metodo utilizzato, questo pulsante viene sostituito da un altro che, se premuto, chiede all'utente se vuole ripristinare il metodo. In caso di risposta affermativa, il metodo comparirà nuovamente nella schermata presentata dalla Figura 12.




Figura 36. Dettagli esperienza salvata.

Per caricare i risultati sul proprio profilo della community We-Lab, l'APP richiede all'utente una descrizione (facoltativa), il nome del master (obbligatorio) e il nome del gruppo di studenti che ha svolto l'attività (facoltativo). Nel caso si faccia un uso personale del We-Lab, il master e il gruppo coincidono con lo username dell'utente. Nel caso in cui invece sia una scuola ad utilizzarlo, il master è lo username del professore. I risultati vengono caricati come privati sulla pagina web del master, che potrà renderli pubblici dopo aver verificato la correttezza delle informazioni contenute. Tale processo sarà descritto nella sezione 4.1 della guida.

4. Community We-Lab

La Community We-Lab è un vero e proprio “social network” scientifico, all'interno del quale è possibile condividere tutte le esperienze svolte. La community online è accessibile alla pagina <https://www.we-lab.it/>.

4.1 Modificare elementi e renderli pubblici o privati

Quando dall'APP vengono caricati i risultati degli esperimenti o le immagini acquisite dal modulo microscopio, questi appaiono come privati sulla pagina del master. Ciò permette ad un professore di verificare la correttezza delle informazioni caricate dagli studenti prima di renderle pubbliche.

PER ACCEDERE ALLA COMMUNITY È NECESSARIO REGISTRARSI CON LE STESSA CREDENZIALI (USERNAME, PASSWORD ED E-MAIL) UTILIZZATE SULL'APP.

Quando un utente accede alla sezione My DNA, cliccando il relativo link sulla barra principale del sito, mostrata dalla Figura 37, vede la lista dei propri esperimenti ed immagini pubblici. Un esempio è presentato dalla Figura 38.



Figura 37. Accesso alla sezione My DNA




Figura 38. Elementi caricati.

Cliccando sul pulsante PRIVATE, la visualizzazione si aggiorna con la lista degli elementi privati. Per rendere pubblico un esperimento privato, portare il cursore del mouse sulla barra contenente il titolo dell'elemento che volete modificare. Nell'angolo superiore destro apparirà l'icona di una matita, come mostrato dalla Figura 39 (sinistra). Cliccando su tale icona compariranno le opzioni che permettono di modificare o cancellare l'elemento, come mostrato dalla Figura 39 (destra).



Figura 39. Modifica di un contenuto

Selezionare **Edit** e, nella pagina che si aprirà, sarà possibile modificare i contenuti. Inoltre, utilizzando l'apposito menù a tendina, denominato **privacy**, si potrà rendere pubblico o privato il contenuto, come mostrato dalla Figura 40.

The screenshot shows the 'Edit Experiment' interface for 'Esperimento attività enzimatica'. At the top, there are three buttons: 'View', 'Edit', and 'Delete'. Below this is a breadcrumb trail: 'Home » Esperimento attività enzimatica'. The main form contains several fields: a 'Language' dropdown menu set to 'Italian'; a 'privacy*' dropdown menu with a dropdown arrow, currently showing 'Private' and a list of options including 'Public' and 'Private'; a text input field containing 'Esperimento attività enzimatica'; a 'password' text input field; a 'groupName' text input field; a 'participants' text area; and a 'description' text area. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Save' (blue), 'Preview' (grey), and 'Delete' (red text).

Figura 40. Modifica delle proprietà di un elemento caricato sulla community.